

emmi®-skin Ultraäänivaahdot ja –voiteet

Hyaluronivoide vähentää juonteiden muodostumista, kiinteyttää ja kosteuttaa ihoa sekä tehostaa ihon omaa hyaluronin muodostamista. HydraLift voide sisältää omenan kantasoluja ja toimii erinomaisena anti-aging tuotteena. Voide vähentää ikääntymisprosessia ja uudistaa ja tehostaa ihon omaa kollageenin muodostamista. Silicium-voide auttaa torjumaan juonteita ja vahvistaa sidekudoksia. Voide myös stimuloi ja auttaa ihoa uudistumaan.



Thermo Effect Lämpövahto

Thermo Effect Lämpövahto toimii sekunneissa lämpöterapiana nivelten ja lihasten kipuun. Lämpö stimuloi verenkiertoa, joka itsessään helpottaa lihaskipua. Lämpövaikutuksen ansiosta lihaskipua voidaan helpottaa ja lihakset ovat lämpimät ja rentoutuneet. Thermo Effect Lämpövaahtoa voidaan käyttää myös ilman Ultraäänilaitetta, mutta ultraäänien käyttö tehostaa voiteen positiivisia vaikutuksia.



Hoitopää

Yhden hoitopään käyttäminen useammalla ihmisellä ei ole hygieniasyistä suositeltavaa ja yksi hoitopää on suositeltavaa vaihtaa kolmen kuukauden välein. Jokaisella käyttäjällä olisi suositeltavaa olla oma hoitopää. Voit ostaa hoitopäitä samasta paikasta kuin mistä ostit emmi®-skin INTENSE Ultraäänilaitteen.

Akkuteknologia

Käsiosa voidaan asettaa takaisin latausasemaan latautumaan käytön jälkeen tai ladata 8 päivän välein. Mikäli päivittäinen käyttöaika päivässä on enemmän kuin 6 minuuttia, voidaan laitetta joutua lataamaan hieman useammin kuin kerran 8 päivässä. Kun akku on lähes tyhjä, alin vihreä LED-valo ei syty. Tällöin punainen LED-valo syttyy ja vilkkuu 5 sekunnin ajan. Jos näin tapahtuu, laitetta tulee ladata jälleen 24 tuntia.

Akun vaihtaminen ja hävitys

Laitteessa on käsiosassa erityinen, pitkäkestoinen, ympäristöystävällinen lithium akku. Mikäli punainen LED-valo palaa pitkäästä latauksesta huolimatta, akku täytyy vaihtaa. emmi®-skin INTENSE laitteessa voidaan käyttää vain alkuperäistä emmi® lithium akkua. Voimme vaihtaa akun puolestasi. Jos haluat vaihtaa akun itse, noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Löysytä ruuvit käsiosan pohjasta ja irrota akku pohjalevyn kanssa.
- 2 Kun asetat uuden akun, tarkista akun napaisuus. Akun positiivinen pää tulee pohjalevyn suuntaan.
- 3 Varmista, että kaikki osat asettuvat kunnolla paikoilleen. Voit ostaa uuden akun samasta paikkaa kuin mistä ostit emmi®-skin INTENSE yksikön.

Huomioi: laitteen takuu on voimassa vain mikäli laitetta käytetään tarkoituksenmukaisesti ja siinä käytetään alkuperäisiä osia myös akkua vaihdettaessa.

Akun hävitys

Älä hävitä akkua sekajätteen mukana. Hävitä lithium-akku kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Varoitus



emmi®-skin INTENSE yksikössä on sisäänrakennettu sulake. Tästä huolimatta, älä anna akkua lapsille ja hävitä akku ohjeiden mukaisesti. Mikäli akkunesteet vuotavat suojauksesta huolimatta, älä anna akkunesteen osua ihoon ja hävitä akku kuten yllä kuvattu. Akku on täysin suojattu mutta älä anna tästä huolimatta akun joutua koskaan kosketuksiin veden kanssa. Huolehdi, että laturijohto on ehjä ja laturi vaurioitumaton. Mikäli laturi tai johto vaurioituu, näitä ei pidä käyttää. emmi®-skin INTENSE Ultraäänilaitetta tulee käyttää vain kuten tässä kuvattu.

Takuu

Laitteella on 24 kuukauden ja akulla 6 kuukauden takuu. Takuun aikana laitteen materiaali tai tekniset viat korjataan huollossa kuluitta. Muita hyvityksiä laitteelle ei tehdä. Takuu raukeaa mikäli laitetta ei ole käytetty tarkoituksenmukaisesti tai alkuperäisten osien kanssa. Takuu ei korvaa ulkoisia vaurioita tai mikäli laitetta ei ole käytetty oikein ja tarkoituksenmukaisesti.

Takuuhuollon saamiseksi, ostajalla tulee olla kuitti ostosta. Jotta huolto tapahtuisi nopeasti, toimita meille koko laite kaikkien osien kanssa. Ohjeet laitteen lähettämisestä huoltoon saat paikasta, josta ostit laitteen. emmi Ultrasonic GmbH ei korvaa lähetyksestä aiheutuneita kustannuksia.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tätä laitetta tulee käyttää vain siten ja siihen tarkoitukseen ja niiden osien kanssa jotka emmi Ultrasonic GmbH on hyväksynyt. ⚠️ Kaikki muunlainen käyttö katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa epätarkoituksenmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä korvaa tästä syystä vaurioituneita laitteen osia. Käyttöohjeen noudattamisen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Laitteessa olevat merkinnät liittyvät myös tähän. Tähän kuuluvat myös varovainen ja huolellinen laitteen käyttö, huolellinen kuljetus ja säilytys kuin myös huoltoon liittyvät toimenpiteet. BGV A2 mukaisten tarkistusten noudattaminen on pakollista. Käsiosa ja laturi täytyy sijoittaa siten, että laturin sähköpistoke on irroitettavissa seinästä milloin tahansa.

Epätarkoituksenmukainen käyttö

Laitteen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisille tai elimistöille tai laitteen materiaaleille. Epätarkoituksenmukainen käyttö on tästä syystä kielletty. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa epätarkoituksenmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä ole niistä vastuussa myöskään laitteen tai laitteen osien osalta. Käyttöohjeen ehtojen noudattaminen on välttämätöntä epätarkoituksenmukaisen käytön välttämiseksi:

- 100% ultraäänellä toimivaa emmi®-skin INTENSE yksikköä tulee ladata vain siinä jännitteessä kuin laitteen pohjaan on merkitty (laturin pohjamerkintä).
- Älä käytä syttyviä tai syövyttäviä kemikaaleja, happoja tai muita vastaavia tuotteita laitteen puhdistamiseen.
- Mikäli laite vioittuu kuljetuksen aikana, älä kiinnitä laturia sähköpistokkeeseen.
- Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa huonelämpötilassa.

emmi® - skin

INTENSE

Käyttöohje

100% ultraääni nuorelle, kauniille ja terveelle iholle



Emmi Ultrasonic GmbH • Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf • Deutschland
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81
www.emmi-ultrasonic.de info@emmi-ultrasonic.de



emmi ultrasonic



RoHS CE
(S6Abs.3, ElektroG)



CORRECT POSITIONING

PATENTOITU JA TUTKITTU TEKNOLOGIA
VALMISTETTU SAKSASSA

emmi®-skin INTENSE – 100% ultraääni nuoremmalle, kauniille ja terveelle iholle

Onnittelut! Olet valinnut korkealaatuisen, innovatiivisen laitteen. Saadaksesi parhaat tulokset uudella emmi®-skin Ultraäänilaitteella, ole hyvä ja lue käyttöohjeet huolellisesti.

emmi®-skin INTENSE pakkaus sisältää:



1 emmi®-skin INTENSE käsiosa, 1 ultraäänilaitteen hoitopää, 1 latausasema ja 1 Thermo Effect Lämpövahto, 1 Hyaluronivoide

Ennen kuin käynnistät laitteen

Kiinnitä latausaseman johto seinään. Aseta hoitopää käsiosaan ja laita laite latausasemaan. Lataa laitetta 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Mikäli laitetta käytetään noin 6 minuuttia päivittäin, akku kestää noin 8 päivää. Tämän jälkeen lataa laitetta jälleen 24 tuntia. Kun latausasema toimii oikein, latausasemassa palaa vihreä valo.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kaksi vihreää LED-valoa käsiosassa kertovat akun lataustasosta. Mikäli akku on ladattu täyteen, varmista että hoitopää on kiinnitetty laitteeseen ennen laitteen käyttöä. Aseta ja poista hoitopää aina huolellisesti pystyasennossa laitteeseen.

Laitteen käynnistyminen

Käynnistä laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekunti (vihreä valo syttyy). Voit aktivoida pois päältä 6 sekunnin välein kuuluvan merkkiäänän painamalla käynnistysnappulaa noin 9 sekuntia laitteen ollessa päällä. Ääni voidaan kytkeä takaisin päälle toistamalla sama uudestaan. Akun virtatasosta kertovat laitteessa vilkkuvat vihreät LED-valot. Laite myös värisee kertoen käyttäjälle siitä, että laite on päällä.

Sammutus - automaattinen ja manuaalinen

Sammuta laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekunti. Laite sammuu automaattisesti 6 minuutin jälkeen (akunsäästöasetus). Yksikössä on myös elektroninen tunnistin. Mikäli laitteen päätä ei ole asetettu paikoilleen, laite ei pysy päällä ja vihreä LED-valo sammuu.

LED-valot

- 1 Vihreä LED-valo. Käynnistä tai sammuta laite painamalla virtanappulasta. Alin vihreä LED-valo syttyy tai sammuu ja kertoo laitteen päälliöolosta.
- 2 Vilkkuva vihreä LED-valo kohdassa 2 kertoo että akku on täynnä.
- 3 Vilkkuva vihreä LED-valo kohdassa 3 kertoo, että akussa on jäljellä 30% virrasta.
- 4 Sininen LED-valo. Mikäli käsiosa on laitettu lataukseen 100-240V jännitteeseen, valo palaa sinisenä kohdassa 4. Kun akku on latautunut täyteen, valo menee tummemmaksi (lataustason tarkistus).
- 5 VIKATILA punainen LED—valo. Mikäli akku on tyhjä tai laitteessa on vika, punainen LED-valo välkkyi noin 5 sekuntia ja sammuu tämän jälkeen.



emmi®-skin INTENSE ja 100% ultraääni

Kun laite käynnistetään, tunnet värinän laitteessa. Ultraääntä ei voi kuulla, nähdä tai haistaa, mutta laitteeseen on rakennettu moottori, jotta käyttäjä voi tuntea, että laite on päällä. Laitteesta tulee pehmyt värähdys 6 sekunnin välein, joka on merkki siitä, että hoidettavaa kohtaa voidaan vaihtaa. Värinä myös pysähtyy hetkeksi. Ääni voidaan kytkeä myös pois päältä kuten ohjeissa on kuvattu.

Käyttö

Suosittelemme, että käytät 100 % ultraäänellä toimivaa emmi®-skin INTENSE Ultraäänilaitetta joka toinen päivä 6 minuuttia ihon puhdistamiseksi.

- 1 Hygieniasyistä suosittelemme puhdistamaan laitteen ennen jokaista käyttökertaa. Tähän sopii esimerkiksi desinfiointisuihke tai pelkkä vesi.
- 2 Hiero Ultraäänilaitetta hoidettavalle alueelle tai yhdistä hoito käyttäväksi emmi®-skin voiteiden kanssa. 100 % emmi® ultraääninen toimintateho voidaan taata ainoastaan käytettynä emmi® voiteiden kanssa. Löydät lisätietoa emmi®-voiteista tästä oppaasta.
- 3 Käynnistä laite ja pidä sitä vasten hoidettavaa aluetta vähintään 6 sekuntia liikuttamatta sitä. Pidempiaikainen käyttö on täysin vaaratonta, sillä laitteessa käytetään pehmeää ultraääntä. Suosittelemme 6-60 sekunnin hoitoaikaa yhdellä alueella. Pidempiaikainen hoito voi johtaa nopeampiin, parempiin tuloksiin.
- 4 Siirry seuraavaan hoidettavaan kohtaan ja toista kohta 3.
- 5 Kun hoito on suoritettu, sammuta laite. Puhdista käsiosa vedellä tai puhdistussprayllä. Aseta tämän jälkeen emmi®-laite latausasemaan.

Käyttäjien kokemuksia:

||||| 92%

Iho tuntuu kiinteämmältä

||||| 94%

Iho näyttää paremmalta

||||| 91%

Iho näyttää terveemmältä

*Tutkimustulos N=24, osallistujat 22-56v. Tutkimuksessa käytettiin emmi®-skin HydraLift, Hyaluron ja Silisium—voiteita. Osallistujat kokivat että voiteet toimivat tehokkaammin (91-94%) yhdessä emmi®-skin INTENSE Ultraäänilaitteen kanssa.

Teho

emmi®-skin INTENSE:n ovat kehittäneet saksalaiset insinöörit pohjautuen uusimpiin tieteen löydöksiin. Toisin kuin perinteiset ihonhoitolaitteet, emmi®-skin INTENSE toimii ilman mekaanista ihon rasitusta kuten kuorintaa. emmi®-skin INTENSE hyödyntää uusinta ultraäänitekniologiaa joka ei rasita ihoa. Tätä tekniologiaa on käytetty erittäin onnistuneesti monella lääketieteellisellä alalla. Ultraäänin käyttö ihonhoidossa on täysin vaaratonta. Ultraäänin käytön maksimissaan 50 watin teholla on todettu tieteellisesti ihmiselle vaarattomaksi. emmi®-skin INTENSE toimii 0,2 watin teholla.

Ihotuotilääkärit ovat testanneet ja todenneet teknologian turvallisuuden. Patentoitu piezo-mikrosiru tuottaa ultraääniaaltoja ja tuottaa emmi® Ultrasonic voiteista miljoonia mikrokuplia, jotka ohjataan suoraan syvemmälle ihonalaiskudoksiin. Ihmisellä on kolme toiminnallista ihokerrosta:

- Orvaskesi (epidermis)
- Verinahka (dermis)
- Ihonalaiskudos (subcutis)

Perinteiset voiteet vaikuttavat ainoastaan epidermikseen. emmi®-skin INTENSE:n avulla voiteet voidaan imeyttää aina ihonalaiskudokseen asti. Tämä auttaa ihoa muodostamaan uusia soluja ja uudistamaan tehokkaammin. Positiivisena tuloksena ultraääni myös vapauttaa elimistön omaa energiaa, tehostaa imusolmukkeiden aineenvaihdunnallisia mekanismeja sekä parantaa verenkiertoa.

Ihmisille on usein kerrottu, että vettä tarvitaan ultraäänin välittäjäaineeksi. Todellisuus on se, että tarkoituksenmukainen välittäjäaine riippuu ultraääniaaltojen frekvenssistä (esiintymistiheydestä) ja tehosta. Lääketieteessä tämä tiedetään hyvin ja siellä käytetäänkin eri koostumuksen omaavia voiteita ja geelejä. Me olemme kehittäneet erityisiä ultraäänivoiteita iholle, loukkaantumisille ja kireille lihaksille. Saadaksesi optimaalisia tuloksia, käytä voiteita yhdessä emmi®-skin INTENSE:n kanssa.

