

emmi®-skin Ultraäänivaahdot ja –voiteet

Thermo Effect Lämpövaahdot

Thermo Effect Lämpövaahdot toimii sekunneissa lämpöterapiana nivelten ja lihasten kipuun. Lämpö stimuloi verenkiertoa, joka itsessään helpottaa lihaskipua. Lämpövaikutuksen ansiosta lihaskipua voidaan helpottaa ja lihakset ovat lämpimät ja rentoutuneet (lue Thermo Effectin käyttöohjeet huolellisesti).



emmi® bioMYO

Biologisesti aktiiviset ainesosat ovat jouluruusu, hevostakanja ja katajauute, joilla on rentouttava, tulehdusta poistava ja avaava vaikutus ja ne tehostavat verenkiertoa. Verenkiertoa tehostavan vaikutuksensa ansiosta emmi® bioMYO soveltuu monenlaisiin kiputiloihin kuten niveltulehduksiin, lihaskipuun, lihaskramppeihin, turvotukseen ja muihin hermosärkyihin. Huomioi, että emmi® voiteet ja vaahdot toimivat myös ilman ultraääntä. emmi®-skin SPORT lisää voiteiden hoitavaa vaikutusta.

Hoitopää

Yhden hoitopään käyttämien useammalla ihmisellä ei ole hygieniasyistä suositeltavaa ja yksi hoitopää on suositeltavaa vaihtaa kolmen kuukauden välein. Jokaisella käyttäjällä olisi suositeltavaa olla oma hoitopää. Voit ostaa hoitopäitä samasta paikasta kuin mistä ostit emmi®-skin SPORT Ultraäänilaitteen.

Akkuteknologia

Käsiosa voidaan asettaa takaisin latausasemaan latautumaan käytön jälkeen tai ladata 8 päivän välein. Mikäli päivittäinen käyttöaika päivässä on enemmän kuin 6 minuuttia, voidaan laitetta joutua lataamaan hieman useammin kuin kerran 8 päivässä. Kun akku on lähes tyhjä, alin vihreä LED-valo ei syty. Tällöin punainen LED-valo syttyy ja vilkkuu 5 sekunnin ajan. Jos näin tapahtuu, laitetta tulee ladata jälleen 24 tuntia.

Akun vaihtaminen ja hävitys

Laitteessa on käsiosassa erityinen, pitkäkestoinen, ympäristöystävällinen litium akku. Mikäli punainen LED-valo palaa pitkästä latauksesta huolimatta, akku täytyy vaihtaa. emmi®-skin SPORT laitteessa voidaan käyttää vain alkuperäistä emmi® litium akkua. Voimme vaihtaa akun puolestasi. Jos haluat vaihtaa akun itse, noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Löysytä ruuvit käsiosan pohjasta ja irrota akku pohjalevyn kanssa.
- 2 Kun asetat uuden akun, tarkista akun napaisuus. Akun positiivinen pää tulee pohjalevyn suuntaan.
- 3 Varmista, että kaikki osat asettuvat kunnolla paikoilleen. Voit ostaa uuden akun samasta paikkaa kuin mistä ostit emmi®-skin SPORT yksikön.

Huomioi: laitteen takuu on voimassa vain mikäli laitetta käytetään tarkoituksenmukaisesti ja siinä käytetään alkuperäisiä osia myös akkua vaihdettaessa.

Akun hävitys

Älä hävitä akkua sekajätteen mukana. Hävitä litium-akku kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

emmi®-skin SPORT yksikössä on sisäänrakennettu sulake. Tästä huolimatta, älä anna akkua lapsille ja hävitä akku ohjeiden mukaisesti. Mikäli akunesteet vuotavat suojauksesta huolimatta, älä anna akunesteen osua ihoon ja hävitä akku kuten yllä kuvattu. Akku on täysin suojattu mutta älä anna tästä huolimatta akun joutua koskaan kosketuksiin veden kanssa. Huolehdi, että laturijohto on ehjä ja laturi vaurioitumaton. Mikäli laturi tai johto vaurioituu, näitä ei pidä käyttää. emmi®-skin SPORT Ultraäänilaitetta tulee käyttää vain kuten tässä kuvattu.

Takuu

Laitteella on 24 kuukauden ja akulla 6 kuukauden takuu. Takuun aikana laitteen materiaali tai tekniset viat korjataan huollossa kuluitta. Muita hyvityksiä laitteelle ei tehdä. Takuu raukeaa mikäli laitetta ei ole käytetty tarkoituksenmukaisesti tai alkuperäisten osien kanssa. Takuu ei korvaa ulkoisia vaurioita tai mikäli laitetta ei ole käytetty oikein. Takuuhuollon saamiseksi, ostajalla tulee olla kuitti ostosta. Jotta huolto tapahtuisi nopeasti, toimita meille koko laite kaikkien osien kanssa. Ohjeet laitteen lähettämisestä huoltoon saat paikasta, josta ostit laitteen.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tätä laitetta tulee käyttää vain siten ja siihen tarkoitukseen ja niiden osien kanssa jotka emmi Ultrasonic GmbH on hyväksynyt.



Kaikki muunlainen käyttö katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa epätarkoituksenmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä korvaa tästä syystä vaurioituneita laitteen osia. Käyttöohjeen noudattaminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Laitteessa olevat merkinnät liittyvät myös tähän. Tähän kuuluvat myös varovainen ja huolellinen laitteen käyttö, huolellinen kuljetus ja säilytys kuin myös huoltoon liittyvät toimenpiteet. BGV A2 mukaisten tarkistusten noudattaminen on pakollista. Käsiosa ja laturi täytyy sijoittaa siten, että laturin sähköpistoke on irroitettavissa seinästä milloin tahansa.

Epätarkoituksenmukainen käyttö

Laitteen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisille tai elimistöille. Epätarkoituksenmukainen käyttö on tästä syystä kielletty. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa epätarkoituksenmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä ole niistä vastuussa myöskään laitteen tai laitteen osien osalta. Käyttöohjeen ehdoton noudattaminen on välttämätöntä epätarkoituksenmukaisen käytön välttämiseksi:

- 100% ultraäänellä toimivaa emmi®-skin SPORT yksikköä tulee ladata vain siinä jännitteessä kuin laitteen pohjaan on merkitty (laturin pohjamerkintä).
- Älä käytä syttyviä tai syövyttäviä kemikaaleja, happoja tai muita vastaavia tuotteita laitteen puhdistamiseen.
- Mikäli laite vioittuu kuljetuksen aikana, älä kiinnitä laturia sähköpistokkeeseen.
- Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa huonelämpötilassa.

emmi®-skin

SPORT

Käyttöohje



Emmi Ultrasonic GmbH . Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf • Deutschland
Tel. +49 (0)6105 40 67 94 Fax +49 (0)6105 40 67 81
www.emmi-ultrasonic.de info@emmi-ultrasonic.de



60120718

emmi-ultrasonic



RoHS CE
(§6Abs.3, ElektroG)

emmi®-skin SPORT – 100% ultraääni nuoremalle, kauniille ja terveelle iholle

Onnittelut! Olet valinnut korkealaatuisen, innovatiivisen laitteen. Saadaksesi parhaat tulokset uudella emmi®-skin Ultraäänilaitteellasi, ole hyvä ja lue käyttöohjeet huolellisesti.

emmi®-skin SPORT pakkaus sisältää:



1 emmi®-skin SPORT käsiosa, 1 ultraäänilaitteen hoitopää, 1 latausasema ja 1 Thermo Effect Lämpövahto. (emmi®-bioMYO Hoitovahto ostettavissa erikseen.)

Ennen kuin käynnistät laitteen

Kiinnitä latausaseaman johto seinään. Aseta hoitopää käsiosaan ja laita laite latausasemaan. Lataa laitetta 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Mikäli laitetta käytetään noin 6 minuuttia päivittäin, akku kestää noin 8 päivää. Tämän jälkeen lataa laitetta jälleen 24 tuntia. Kun latausasema toimii oikein, latausasemassa palaa vihreä valo.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kaksi vihreää LED-valoa käsiosassa kertovat akun lataustasosta. Mikäli akku on ladattu täyteen, varmista että hoitopää on kiinnitetty laitteeseen ennen laitteen käyttöä. Aseta ja poista hoitopää aina huolellisesti pystyasennossa laitteeseen.

Sammutus ja käynnistys

Käynnistys:

Käynnistä laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekunti (vihreä valo syttyy). Voit aktivoida pois päältä 6 sekunnin välein kuuluvan merkkiäänän painamalla käynnistysnappulaa noin 9 sekuntia laitteen ollessa päällä. Ääni voidaan kytkeä takaisin päälle toistamalla sama uudestaan. Akun virtatasosta kertovat laitteessa vilkkuvat vihreät LED-valot. Laite myös värisee kertoen käyttäjälle siitä, että laite on päällä.

Sammutus - automaattinen ja manuaalinen

Sammuta laite painamalla virtanappulaa noin 1 sekunti. Laite sammuu automaattisesti 6 minuutin jälkeen (akunsäästöasetus). Yksikössä on myös elektroninen tunnistin. Mikäli laitteen päätä ei ole asetettu paikoilleen, laite ei pysy päällä ja vihreä LED-valo sammuu.

LED-valot

- 1 Vihreä LED-valo. Käynnistä tai sammuta laite painamalla virtanappulasta. Alin vihreä LED-valo syttyy tai sammuu ja kertoo laitteen päälläolosta.
- 2 Vilkkuva vihreä LED-valo kohdassa 2 kertoo että akku on täynnä.
- 3 Vilkkuva vihreä LED-valo kohdassa 3 kertoo, että akussa on jäljellä 30% virrasta.
- 4 Sininen LED-valo. Mikäli käsiosa on laitettu lataukseen 100-240V jännitteeseen, valo palaa sinisenä kohdassa 4. Kun akku on latautunut täyteen, valo menee tummemmaksi (lataustason tarkistus).

- 5 VIKATILA punainen LED—valo. Mikäli akku on tyhjä tai laitteessa on vika, punainen LED-valo välkkyä noin 5 sekuntia ja sammuu tämän jälkeen.



emmi® SPORT ja 100% ultraääni

Kun laite käynnistetään, tunnet värinän laitteessa. Ultraääntä ei voi kuulla, nähdä tai haistaa, mutta laitteeseen on rakennettu moottori, jotta käyttäjä voi tuntea, että laite on päällä. Laitteesta tulee pehmyt värähdys 6 sekunnin välein, joka on merkki siitä, että hoidettavaa kohtaa voidaan vaihtaa. Värinä myös pysähtyy hetkeksi. Ääni voidaan kytkeä myös pois päältä kuten ohjeissa on kuvattu.

Käyttöohje

Vapaa-ajan tai urheiluaktiiviteettien jälkeen tai vammojen tai jännitysten ilmaantuessa, suosittelemme käyttämään 100% emmi®-skin SPORT Ultraääntä.

- 1 Hygieniasyistä suosittelemme puhdistamaan laitteen ennen jokaista käyttökertaa. Tähän sopii esimerkiksi desinfiointisuihke tai pelkkä vesi.
- 2 Levitä hoidettavalle ihoalueelle emmi®-skin voidetta kuten emmi®-bioMYO:ta tai Thermo Effect Lämpövaahtoa. 100% emmi® ultraäänen toimintateho voidaan taata ainoastaan käytettynä emmi® voiteiden kanssa.
- 3 Käynnistä laite ja pidä sitä vasten hoidettavaa aluetta vähintään 6 sekuntia liikuttamatta sitä. Pidempiaikainen käyttö on täysin vaaratonta, sillä laitteessa käytetään pehmeää ultraääntä. Suosittelemme 30 minuutin hoitoaikaa. Keskimääräinen hoitoaika 15 minuuttia jokaisessa ongelmakohdassa. Pidempiaikainen hoito voi johtaa nopeampiin, parempiin tuloksiin.
- 4 Siirry toiseen hoidettavaan kohtaan ja toista kohta 3.
- 5 Kun hoito on suoritettu, sammuta laite. Puhdista käsiosa vedellä tai puhdistussprayllä. Aseta tämän jälkeen emmi®-laite latausasemaan.

Teho

emmi®-skin SPORTin ovat kehittäneet saksalaiset insinöörit pohjautuen uusimpiin tieteen löydöksiin. Toisin kuin perinteiset ihonhoitolaitteet, emmi®-skin SPORT toimii ilman mekaanista ihon rasitusta kuten kuorintaa. emmi®-skin SPORT hyödyntää uusinta ultraäänitekniologiaa joka ei rasita ihoa. Tätä teknologiaa on käytetty erittäin onnistuneesti monella lääketieteellisellä alalla. Ultraäänen käyttö ihonhoidossa on täysin vaaratonta. Ultraäänen käytön maksimissaan 50 watin teholla on todettu tieteilijöiden tutkimuksissa ihmiselle vaarattomaksi. emmi®-skin SPORT toimii 0,2 watin teholla.

Ihotautilääkärit ovat testanneet ja todenneet teknologian turvallisuuden. Patentoitu piezo-mikrosiru tuottaa ultraääniaaltoja ja tuottaa emmi® Ultrasonic voiteista miljoonia mikrokuplia, jotka ohjataan suoraan syvemmälle ihonalaiskudokseen. Ihmisellä on kolme toiminnallista ihokerrosta:

- Orvaskesi (epidermis)
- Verinahka (dermis)
- Ihonalaiskudos (subcutis)

Perinteiset voiteet vaikuttavat ainoastaan epidermiseen. emmi®-skin SPORT:n avulla voiteet voidaan imeyttää aina ihonalaiskudokseen asti. Tämä auttaa ihoa muodostamaan uusia soluja ja uudistamaan tehokkaammin. Positiivisena tuloksena ultraääni myös vapauttaa elimistön omaa energiaa, tehostaa imusolmukkeiden aineenvaihdunnallisia mekanismeja sekä parantaa verenkiertoa.

Ihmisiille on usein kerrottu, että vettä tarvitaan ultraäänen välittäjäaineeksi. Todellisuus on se, että tarkoituksenmukainen välittäjäaine riippuu ultraääniaaltojen frekvenssistä (esiintymistiheydestä) ja tehosta. Lääketieteessä tämä tiedetään hyvin ja siellä käytetäänkin eri koostumuksen omaavia voiteita ja geelejä. Me olemme kehittäneet erityisen ultraäänivoiteen loukkaantumisille ja kireille lihaksille. Saadaksesi optimaalisia tuloksia, käytä voiteita yhdessä emmi®-skin SPORT:n kanssa.