

emmi®-pet Ultraäänihammasharjan huolto-ohjeet



Kuva 1 emmi-pet
Ultraäänihammasharja

Luethan nämä ohjeet huolellisesti.

Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, kokeilisitko vielä seuraavia toimenpiteitä:

Huomioithan, että emmi®-pet Ultraäänihammasharja ei pidä mitään ääntä eikä täris. Mikäli laitteessa palaa vihreä valo kun sen käynnistää virtanappulasta laite toimii oikein. Jotta laite pysyy päällä tulee harjaspään olla tiukasti kiinni laitteessa. Tarkista, että harjaspää on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikäli harjaspään ja laitteen liitoskohdan välissä on vähänkin hammastahnaa, se voi estää harjaspäätä kiinnittymästä ja tämä estää laitteen käynnissä pysymisen.

Mikäli emmi®-pet Ultraäänihammasharjassa vilkkuu punainen valo niin kokeile ensin nämä toiminnot:

1. Tarkista, että harjaspää on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikäli harjaspään ja laitteen välissä on vähänkin hammastahnaa se voi estää harjaspäätä kiinnittymästä ja tämä estää laitteen käynnissä pysymisen.
2. **Hammasharja menee päälle vain kuin harjaspää on kiinnitetty laitteeseen.** Hammasharja sammuu itsestään noin 6 minuutin välein jonka jälkeen sen voi laittaa takaisin päälle.
3. Tarkista, että harjaspää on kiinnitettyä oikein päin laitteeseen. Harjasosan harjakset tulee olla samaan suuntaan laitteen käynnistysnappulan kanssa.
4. Buuttaa laite eli paina virtanappulaa siten, että jätät sen suoraan pohjaan ja samaan aikaan palaa laitteessa vihreä valo noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot vilkahtavat. Tämän jälkeen käynnistä laite uudelleen normaalisti.
5. Mikäli laitteen buuttaus ei auttanut niin kokeile toista harjaspäätä mikäli toinen harjaspää on saatavissa. Joskus vika on harjaspäässä, jossa mikrosiru sijaitsee ja harjaspään vaihtaminen auttaa.
6. Mikäli edelliset toiminnot eivät auta, niin ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myynti@luxme.fi, niin lähetämme sinulle huolto-lomakkeen ja ohjeet laitteen huoltoon lähettämistä varten.
7. Kun olet täyttänyt huolto-lomakkeen ja pakannut laitteen kaikki osat huolellisesti laatikoon, lähetä laite huoltoon. Laitteen postittamisesta et joudu maksamaan toimituskulua. Saat sähköpostitse kaikki tarvittavat ohjeet.

emmi®-pet Ultraäänihammasharjan maahantuojaan yhteystiedot:

LuxMe Oy
Heikunantie 9 C 15
02680 ESPOO
myynti@luxme.fi
p. 044-7499885
Y-tunnus 2628404-8